



SISTEMAS DE PECES

Modelos "Housing Fish"

SISTEMA AUTONOMO - MODULAR (3 PISOS) PARA PECES

- Este sistema es el apropiado para aquellos laboratorios con aplicación en escala.
- Muy conveniente para llevar a cabo CUARENTENA, CRIA Y REPRODUCCIÓN.
- Equipado con un sistema independiente de circulación y filtración.
- Material de las estanterías: Acero inoxidable AISI 316.
- Capaz de utilizar una plataforma de alojamiento para adaptarse a una gran variedad de peces, gracias a la posibilidad de combinaciones de tanques.
- Sistema de Filtración: Pre-filtración con filtros de Algodón/Tierra, Filtro biológico, filtro de carbón activo y esterilización por UV. **TODOS LOS FILTROS SE PUEDEN CAMBIAR SIN PARAR EL SISTEMA.**
- En cada piso y en cada tanque de peces está instalada una válvula independiente de regulación.
- Renovaciones de agua: de 5 a 10 veces/ hora.
- En cada piso y en cada tanque de peces está instalada una válvula independiente de regulación.
- **ACCESORIOS OPCIONALES:** PH metro, Termostato, Sistema control iluminación, CAUDALIMETRO, Medidor de Oxígeno disuelto (DOmetro), Conductoscopio.



REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Dimensiones
67-AA-026-A	SIST. AUTONOMO PECES 3 PISOS TANQUES: 12 X 10 L + 12 X 3L ; INCLUYE: BOMBAS AIRE/AGUA, PREFILTRO, FILTROS: BOLSA+ CARBON+ BIOLOGICO. ESTERILIZACION UV	176x53x161 CM
67-AA-026-B	SIST. AUTONOMO PECES 3 PISOS TANQUES: 12 X 10 L + 12 X 3L ; INCLUYE: BOMBAS AIRE/AGUA, PREFILTRO, FILTROS: BOLSA+ CARBON+ BIOLOGICO. ESTERILIZACION UV . FILTRO DE ARENA	176x53x161 CM