



SISTEMAS DE PECES *Modelos "Housing Fish"*

SISTEMA AUTONOMO - MODULAR (2 PISOS) PARA PECES

- Este sistema es el apropiado para aquellos laboratorios con espacio reducido
- Esta opción es óptima para llevar a cabo CUARENTENA, SEGREGACION Y PEQUEÑAS CANTIDADES DE CRIA.
- Equipado con un sistema independiente de circulación y filtración.
- Capaz de aceptar tanques de peces de 3 y 10 litros.
- Puede instalarse sobremesa o soporte.
- Sistema de Filtración puede montarse en un lateral (OPCIONAL).



REFERENCIAS PARA PEDIDOS

| Código | Descripción | Dimensiones |
|-------------|---|---------------|
| 67-AA-020-A | SIST. AUTONOMO PECES 2 PISOS; TANQUES: 12 X 10 L, (OPCIONAL:24 X 3L) ; INCLUYE: BOMBAS AIRE/AGUA, PREFILTRO, FILTROS: BOLSA+ CARBON+ BIOLOGICO. ESTERILIZACION UV | 176x53x135 CM |
| 67-AA-020-C | SIST. AUTONOMO PECES 2 PISOS; TANQUES: 12 X 10 L, (OPCIONAL: 24 X 3L) ; INCLUYE: BOMBAS AIRE/AGUA, PREFILTRO, FILTROS: BOLSA+ CARBON+ BIOLOGICO. ESTERILIZACION UV . FILTRACION LATERAL | 158x37x132 CM |