

CARROS DE TRANSPORTE

Modelos MSW

CARACTERÍSTICAS

- Carros de transporte Modelos MSW.
- Pueden ser autoclavables y no autoclavables.
- Construidos en acero inoxidable CNS.
- Con dos barras (para tirar/empujar el carro) de tubo circular $\varnothing$ 25 mm. Estantes con bordes inclinados soldados al bastidor.
- Las esquinas de los estantes no permiten ninguna acumulación de suciedad, borde de 35 mm, con interior de seguridad plegable.
- Móvil con 4 ruedas, antiestáticas, 2 de ellas con frenos $\varnothing$ -125 mm, ruedas de deflector plástico sólido.



REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Autoclavable	Dimensiones
362-TROLLEY-1	Carro Transporte Mod MSW 6 x 4/2 2 . DOS ESTANTERIAS	NO	700 X 500 X 895 MM
362-TROLLEY-2	Carro Transporte Mod MSW 10 x 6/2 2 . DOS ESTANTERIAS	NO	1100 X 700 X 940 MM
362-TROLLEY-3	Carro Transporte Mod MSW 8 x 5/2 2 . DOS ESTANTERIAS	NO	900 X 600 X 940 MM
362-TROLLEY-1A	Carro Transporte Mod MSW 6 x 4/2 2 . DOS ESTANTERIAS	SI	700 X 500 X 895 MM
362-TROLLEY-2A	Carro Transporte Mod MSW 10 x 6/2 2 . DOS ESTANTERIAS	SI	1100 X 700 X 940 MM
362-TROLLEY-3A	Carro Transporte Mod MSW 8 x 5/2 2 . DOS ESTANTERIAS	SI	900 X 600 X 940 MM
362-TROLLEY-4	Carro Transporte Mod MSW 6 x 4/3 3 . TRES ESTANTERIAS	NO	700 X 500 X 895 MM
362-TROLLEY-5	Carro Transporte Mod MSW 10 x 6/3 3 . TRES ESTANTERIAS	NO	1100 X 700 X 940 MM
362-TROLLEY-6	Carro Transporte Mod MSW 8 x 5/3 3 . TRES ESTANTERIAS	NO	900 X 600 X 940 MM
362-TROLLEY-4A	Carro Transporte Mod MSW 6 x 4/3 3 . TRES ESTANTERIAS	SI	700 X 500 X 895 MM
362-TROLLEY-5A	Carro Transporte Mod MSW 10 x 6/3 3 . TRES ESTANTERIAS	SI	1100 X 700 X 940 MM
362-TROLLEY-6A	Carro Transporte Mod MSW 8 x 5/3 3 . TRES ESTANTERIAS	SI	900 X 600 X 940 MM

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756