



JAULAS Y RACKS PARA CONEJOS

CARACTERÍSTICAS

Las jaulas individuales para conejos proporcionan condiciones ideales para la cría de animales en términos de tamaño y forma y también son fáciles de usar.

Dependiendo del material seleccionado, las bandejas de la jaula son resistentes al calor hasta máx. 90°C o máx. 120°C.



JAULAS Y RACKS PARA CONEJOS



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756

JAULAS INDIVIDUALES CONEJOS

Las jaulas de conejo han sido diseñadas en forma con la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo 22.09.2010 (anteriormente ETS 123).

Combinan un alto nivel de flexibilidad a través de los bastidores enclavables que permiten aumentar el espacio del suelo al doble de tamaño o incluso más cuando se eliminan los muros de partición (sin necesidad de herramientas). Las bandejas de las jaulas cuentan con una altura de 10 cm, diseñadas para evitar las caídas de los animales, están disponibles en LURAN (resistente hasta un máximo de 90 °C), así como en los diseños autoclavables, NORYL (resistente al calor hasta un máximo de 120 °C).

El área de descanso elevada (es disponible en los diseños LURAN y NORYL) se puede plegar, lo que permite retirar fácilmente la bandeja de la jaula sin tener que retirar primero el área de descanso.

Todas las piezas metálicas están hechas de acero inoxidable (AISI 304)

Las ruedas de rack tienen un diámetro de 100 mm y dos de ellas están equipadas con dispositivo de bloqueo.



CARACTERISTICAS RACKS CONEJOS

Como una expansión a nuestra gama de jaulas de conejo, los racks le ofrecen un manejo ideal cuando se trata de almacenamiento, limpieza o el transporte de las jaulas.

La ligereza y maniobrabilidad de los racks cumple con todos los requisitos ergonómicos.

Los racks están fabricados en acero inoxidable (AISI 304), cuentan con ruedas autoclavables, dos de ellas están equipados con dispositivo de bloqueo.



RACKS EN TUBO INTERLOCKED CONEJOS

