



SISTEMAS DE PECES

Modelos "Housing Fish"

SISTEMAS LUMINICOS (FOTOPERIODOS) PARA PECES

- Fabricado en PVC, RESISTENTE A ACIDOS Y BASES.
- Dotados de persianas electricas. Suben y bajan electronicamente, pudiendose parar en cualquier momento.
- Lámparas fluorescentes que funcionan en coordinación con las persianas eléctricas para continuar el experimento de fotoperiodo y acelerar la incubación.
- Capaz de controlar piso a piso ON/OFF, Tiempos de lámparas fluorescente.
- Integración en su conjunto los sistemas de filtración mecánica, biológica y química.
- Sistema de filtración de flujo gravitacional para ahorrar la energía.
- ACCESORIOS OPCIONALES: PH metro, Termostato, Sistema control iluminación, CAUDALIMETRO, Medidor de Oxigeno disuelto (DOmetro), Conductoscopio.



REFERENCIAS PARA PEDIDOS

| Código | Descripción | Dimensiones |
|-------------|---|---------------|
| 67-AE-022-A | SIST. AUTONOMO FOTOPERIODO PECES 5 PISOS; TANQUES: 40 X 3L) ; INCLUYE: BOMBAS AIRE/AGUA, PREFILTRO, FILTROS: BOLSA+ CARBON+ BIOLOGICO. ESTERILIZACION UV. PERSIANAS ELECTRICAS Y CICLOS DE LUZ POR PISO | 155x48x240 CM |