



ESTANTERIAS PARA JAULAS VENTILADAS INDIVIDUALMENTE RACKS BIO A.S. VENT LIGHT

Modelos Bio A.S Tratamiento Aire Animales

CARACTERÍSTICAS



- Sistemas fabricados en acero inoxidable y caracterizados por su bajo peso.
- Los Racks son muy faciles de limpiar y autoclavar, puesto que las conexiones de tubos se retiran sin necesidad de herramientas.



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459
www.tdi.es ventas@tdi.es



DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756

ESTANTERIAS PARA JAULAS VENTILADAS INDIVIDUALMENTE



1 Rack Bio. A.S. Vent light 2 + 3 Details



REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Numero de Jaulas	Rack	Distribucion	Dimensiones wxhxd
362-THF3264-1	Para 56 Jaulas Tipo IL	Una Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1320x1900x600 mm
362-THF3264-2	Para 64 Jaulas Tipo IL	Una Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1500x1900x600 mm
362-THF3264-3	Para 72 Jaulas Tipo IL	Una Cara	8 baldas x 9 Jaulas	1680x1900x600 mm
362-THF3264-4	Para 80 Jaulas Tipo IL	Una Cara	8 baldas x 10 Jaulas	1860x1900x600 mm
362-THF3265-1	Para 112 Jaulas Tipo IL	Doble Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1320x1900x840 mm
362-THF3265-2	Para 128 Jaulas Tipo IL	Doble Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1500x1900x840 mm
362-THF3265-3	Para 144 Jaulas Tipo IL	Doble Cara	8 baldas x 9 Jaulas	1680x1900x840 mm
362-THF3265-4	Para 160 Jaulas Tipo IL	Doble Cara	8 baldas x 10 Jaulas	1860x1900x840 mm
362-THF3180-1-4	Para 48 Jaulas Tipo IIL	Una Cara	8 baldas x 6 Jaulas	1390x1900x600 mm
362-THF3180-2-1	Para 56 Jaulas Tipo IIL	Una Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1610x1900x600 mm
362-THF3180-3-1	Para 64 Jaulas Tipo IIL	Una Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1830x1900x600 mm
362-THF3180-6-3	Para 95 Jaulas Tipo IIL	Doble Cara	8 baldas x 6 Jaulas	1390x1900x840 mm
362-THF3180-7-1	Para 112 Jaulas Tipo IIL	Doble Cara	8 baldas x 7 Jaulas	1610x1900x840 mm
362-THF3180-8-1	Para 128 Jaulas Tipo IIL	Doble Cara	8 baldas x 8 Jaulas	1830x1900x840 mm
362-THF3181-1	Para 20 Jaulas Tipo III	Una Cara	5 baldas x 4 Jaulas	1190x1750x600 mm
362-THF3181-2	Para 24 Jaulas Tipo III	Una Cara	6 baldas x 4 Jaulas	1190x1900x600 mm
362-THF3181-3	Para 30 Jaulas Tipo III	Una Cara	6 baldas x 5 Jaulas	1470x1900x600 mm
362-THF3181-4	Para 36 Jaulas Tipo III	Una Cara	6 baldas x 6 Jaulas	1750x1900x600 mm
362-THF3181-5	Para 40 Jaulas Tipo III	Doble Cara	5 baldas x 4 Jaulas	1190x1750x920 mm
362-THF3181-6	Para 48 Jaulas Tipo III	Doble Cara	6 baldas x 4 Jaulas	1190x1900x920 mm
362-THF3181-7	Para 60 Jaulas Tipo III	Doble Cara	6 baldas x 5 Jaulas	1470x1900x920 mm
362-THF3181-8	Para 72 Jaulas Tipo IL	Doble Cara	6 baldas x 6 Jaulas	1750x1900x920 mm