



INCUBADOR CON AGITACION



Modelo NB-205L

INTRODUCCIÓN

El Incubador con Agitación aporta un control preciso de temperatura y es utilizado para cultivos termófilos, experimentos de fermentación, cultivos celulares y de extracción.



PUERTA



GRAILLA TUBOS



CONECTOR SEGURO



COMPARACION CON NB-205

CARACTERÍSTICAS

- Dotado de un sistema de inteligencia artificial. Este sistema mantiene una temperatura exacta, usando MICOM.
- Tamaño conveniente. Estructura simple y adecuada para la realización de los experimentos.
- Control de Temperatura preciso. Su diseño especial por convección permite un control preciso de temperatura.
- Función de parada automática. Cuando la tapa se abre, la unidad se para automáticamente por razones de seguridad.
 - Construido en una sola pieza con tapa acrílica. La tapa acrílica transparente proporciona una excelente visión del experimento. Dotado de Motor DC sin escobillas poco ruido y no vibraciones.
- Función de Iluminación. Se pueden usar lámparas para experimentos de Fotosíntesis.
- Función Alerta. Una alerta se muestra a los usuarios cuando ocurre una parada de la unidad por caída de tensión.

ACCESORIOS



36 x 100ml



23 x 250 ml



16 x 500 ml



9 X 1000 ML



PARA TUBOS



PARA PLACAS



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax. +34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756



INCUBADOR CON AGITACION

Modelo NB-205L

CARACTERISTICAS TECNICAS

	unidad	NB-205L
TEMPERATURA		
Rango	°C	Desde Ambiente + 5°C hasta 60°C
Precision	°C	.+/-0,1°C a 37°C
Incremento	°C	,+/-0,1°C
Control		Microprocesador digital PID
VELOCIDAD		
Rango	RPM	desde 30 hasta 300 rpm
Precision	RPM	.+/- 1 rpm
Incremento	RPM	1 rpm
TIEMPO		
Rango		HASTA 47 HR 59 MIN , CONTINUO
Precision		.+/- 1 %
MOTOR		
Motor DC Tipo plato sin escobillas		
SISTEMA CONTROL		
Impulsión Directa sin correas		
DIAMETRO DE ORBITA	mm	30 mm
PANEL DE CONTROL		
PANEL TACTIL		
TAMAÑO PLATAFORMA	mm	450 (W) x 450(D)
CAPACIDAD PLATAFORMA		100 ML X 36; 250 ML X 23; 500 ML X 16; 1000 ML X 9; 2000ML X 5; TUBOS; PLACAS
DIMENSIONES CAMARA	mm	510 (W) x 500(D) x 330(H)
DIMENSIONES EXTERIORES	mm	510 (W) x 600(D) x 450(H)
POTENCIA	V/Hz	110/220 v, 50/60Hz, 450 W
PESO	Kg	56 kg

INFORMACION PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Dimensiones
27-NB-205L	INCUBADOR CON AGITACION MOD. 205L	510 (W) x 500(D) x 330(H)
27-NB-205LPL	PLATAFORMA PARA MODELO 205L	
27-NB-205LH10	PLATAFORMA PARA 36 FRASCOS DE 100 ML MOD.205L	
27-NB-205LH25	PLATAFORMA PARA 23 FRASCOS DE 250 ML MOD.205L	
27-NB-205LH50	PLATAFORMA PARA 16 FRASCOS DE 500 ML MOD.205L	
27-NB-205LH100	PLATAFORMA PARA 9 FRASCOS DE 1000 ML MOD.205L	
27-NB-205LH200	PLATAFORMA PARA 5 FRASCOS DE 2000 ML MOD.205L	
27-NB-205LS	PLATAFORMA PARA TUBOS MOD.205L	
27-NB-205LM	PLATAFORMA PARA MICROPLACAS MOD.205L	



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756