


Modelo NB-105V

INTRODUCCIÓN

El agitador VORTEX se usa en la mayoría de los laboratorios para la agitación de muestras en tubos. El Modelo NB-105V es un equipo compacto de elevadas prestaciones que permite la adaptación de accesorios para la múltiple agitación de tubos.



ACCESORIOS OPCIONALES:

- Cabezal de Mezcla: NB-105V01.
- Plataforma: NB-105V02
- Kit para Microplaca NB-105V03
- Kit para placa multitubo NB-105V04

CARACTERÍSTICAS

- Arranque automático al tocar cabezal de tubos.
- Agitación constante después de arrancar.
- Velocidad ajustable hasta 1500 RPM.
- Amplia opción de accesorios.
- Alta calidad de diseño para su seguridad.

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756

AGITADOR VORTEX

Modelo NB-105V

CARACTERISTICAS TECNICAS

	unidad	NB-105V
Rango Velocidad	rpm	desde 0 hasta 1500 rpm
Modo Operación		Toque sobre cabezal o Velocidad constante
Materiales		Fundición de Aluminio y ABS
Cabezal	mm	Cabezal de agitacion de Goma
Dimensiones Exteriores	mm	130 (W) x 155(D) x 155(H)
Potencia	V/Hz	/220 v, 60Hz, 0,14 A
Peso	Kg	3 kg

INFORMACION PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Dimensiones
27-NB-105V	AGITADOR VORTEX	130x155x155(mm)
27-NB-105V01	CABEZAL DE AGITACION VORTEX	
27-NB-105V02	PLATAFORMA PARA VORTEX	
27-NB-105V03	KIT PARA MICROPLACAS VORTEX	
27-NB-105V04	KIT PARA PLACA MULTITUBOS VORTEX	

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756