

INTRODUCCION

La cámara de aislamiento está equipada con su propio sistema de filtración a presión negativa para proporcionar la máxima protección y seguridad operativa tanto para la persona o producto contaminado, como para el equipo operativo.



CARACTERISTICAS

1. El revestimiento de la cámara está hecho de una película especial de TPU y se refuerza mediante la inserción de postes ABS a lo largo de cada lado de la estructura.
2. El sistema de cremallera permite que la cámara se abra completamente para una fácil operación.
3. La cámara tiene 10 porta guantes integrados en tres lados para permitir un fácil acceso al paciente y 2 portales de servicios públicos utilizados para infusiones y otros equipos médicos.
4. El sistema de correas permite que el paciente sea fijado mientras está en la cámara y a su vez la cámara está firmemente sujeta a una camilla o cama.
5. La cámara de aislamiento es una unidad totalmente plegable que requiere un espacio de almacenamiento mínimo y está lista para su uso en cuestión de segundos.
6. La cámara se puede utilizar con una camilla plegable o carro camilla, siendo fácil el traslado del paciente.





CAMARA DE AISLAMIENTO BIOLOGICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	BIC-I
Dimensiones desplegada	1900x680x500 mm
FILTRO HEPA	3 FILTROS 99,999 eficiencia particulas 0,3 micras
Capacidad de aireacion	67 (m3/hr) > o = 50 l/min
Nivel Sonoro	< 65 dB
Alarmas	Alarmas visuales y sonoras por presión insuficiente o fallo motor
Diferencia de presión	≥ 15 Pa en dos minutos después de su conexión
Accesorios estandar	3 filtros HEPA, 5 pares de guantes, batería y cargador
Desinfección	Fomaldehido y neutralizado con amoníaco o peróxido de hidrógeno
Opcionales	Camilla plegable y/o carro camilla
Peso máximo de carga	150 kg
Fuente de alimentación	DC12 V con adaptador
Duración batería	Tiempo de carga en 6 horas y duración de 3 horas
Tamaño	680 x 880 x 840 mm
Peso Neto	20 kg
Peso total	30 kg

REFERENCIAS PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCION
425-BIC-I	CAMARA DE AISLAMIENTO BIOLÓGICO



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756