

TERMÓMETRO INFRARROJO AET-R1B1

INTRODUCCION

El termómetro de infrarrojos, principalmente está compuesto con un detector de infrarrojos altamente sensible, una pantalla de visualización LED, un botón y software integrado. Mide la temperatura del cuerpo por medida de la radiación térmica de la frente.

CARACTERISTICAS

1. Sensor Digital por infrarrojos de Alta precisión con una precisión de medida de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
2. Apagado automático a los 60 segundos.
3. Pantalla LED para lectura clara, cuadro negro para enfocar la lectura.
4. 1 segundo de medición.
5. Después de una medición se puede introducir la siguiente. Es adecuado para la medición multi-persona.
6. Memoria de almacenamiento puede grabar hasta 32 mediciones.
7. Batería reemplazable
8. Diseño ergonómico, confortable y fácil de usar.
9. Advertencia de temperatura alta.

Modo de lectura temperatura desde la frente.


Apunte el termómetro directamente por encima de la frente y manténgalo vertical, sin cobertura del pelo en el área de prueba, la distancia entre el termómetro y la frente es de 2 - 3 cm.



Un segundo



Sin Contacto



Alta Precisión



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756



TERMOMETRO INFRARROJO AET-R1B1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TH-300
Rango de Medida	En la Frente, desde 32 °C hasta 42°C
Precisión	(+/-) 0,2°C
Resolución	0,1°C
Punto de medida	En la frente sin contacto
Memoria	32 mediciones
Alimentación	2 x baterías AAA (DC 3V)
Dimensiones	144 x 101 x 26 mm
Peso	0,88 Kg (excluye batería)

REFERENCIAS PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCION
425-TH-300	TERMOMETRO INFRARROJOS AET-R1B1



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756