

# TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION



**A:**

Talla	Long	Busto	Largo de Manga	Tolerancia
S	165	110	54	-10 % -- +10%
M	170	115	56	
L	175	120	58	
XL	180	125	60	
XXL	185	130	62	
XXXL	190	135	64	

**C:**

Talla	Long	Busto	Largo de Manga	Tolerancia
S	120	110	54	-10 % -- +10%
M	125	115	56	
L	130	120	58	
XL	135	125	60	
XXL	140	130	62	
XXXL	145	135	64	

**B:**

Talla	Long. Sup.	Long. Pantalones	Cintura	Tolerancia
S	165	110	54	-10 % -- +10%
M	170	115	56	
L	175	120	58	
XL	180	125	60	
XXL	185	130	62	
XXXL	190	135	64	



**Gorro:** El diseño elástico del gorro se ajusta a la línea de la cara para evitar que el polvo o el líquido entren en las orejas, el cabello o el cuerpo.



**Cintura:** Ajuste a la cintura, para fácil movimiento y trabajo, mejora la eficiencia y la seguridad del trabajo.



**Manguito:** diseño del manguito elástico, simple y seguro, evitar que el polvo o el líquido pulverizado toquen el cuerpo.



**Tejido:** Hecho de SMS (no tejidos). Estructura de una pieza. Disposición desechable, no estéril.



# TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION

## Respuesta Segura para una variedad de Necesidades

Médicas, hospitalarias, higiene alimentaria, belleza, química, sala limpia, salud pública, la protección del medio ambiente y otros aislamientos y protección generales.

## Rendimiento Principal

- \* La penetración de sangre antisintética de la ropa de Aislamiento no debe ser inferior a 1.75KPA; La clasificación por pulverización no debe ser inferior al requisito del nivel 3.
- \* La eficiencia de filtración de partículas no aceitosas en partes clave de materiales y articulaciones no debe ser inferior al 70%.

## Condiciones Almacenamiento

El producto terminado debe almacenarse en un lugar con humedad relativa no superior al 80% y gas no corrosivo, evitar la luz solar directa, ambiente fresco, seco, bien ventilado y limpio; si no se almacena correctamente, se puede producir moho y deteriorado durante el período de validez, haciendo prohibido para su uso.

## REFERENCIAS PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCION
425-PROTBIOTRAJE	TRAJE DESECHABLE DE PROTECCION ( ESPECIFICAR TALLA)



### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3  
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain  
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469  
[www.tdi.es](http://www.tdi.es) ventas@tdi.es

### DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264  
Galicia. Tel. +34 639 486 955  
Andalucía. Tel. +34 639 481 756