

## Características

- Pantalla LCD
- Controlador de temperatura por microordenador
- Diseño de doble puerta y sellado magnético de puertas
- Las ruedas están equipadas para facilitar el movimiento.
- La cámara de trabajo está diseñada con esquinas redondeadas que permite una fácil de limpiar.
- Protección contra temperaturas elevadas con alarma de mal funcionamiento del sensor de temperatura.
- Los parámetros se pueden guardar automáticamente cuando se apaga o se produce un error del



**425-ITC-2P-50/80/160/270 II**



**425-ITC-2P-35L**

## Características Técnicas

MODELO	ITC-2P-35L	ITC-2P-50L	ITC-2P-80L	ITC-2P-160L	ITC-2P-270L
Área de trabajo (ancho x fondo x alto) (mm)	340 x 320 x 320	350 x 348 x 400	410 x 405 x 510	505 x 455 x 700	600 x 600 x 750
Dimensiones exteriores (mm)	620 x 490 x 490	510 x 548 x 740	570 x 590 x 850	673 x 645 x 1033	768 x 795 x 1083
Dimensiones transporte (mm)	740 x 600 x 670	590 x 650 x 930	730 x 700 x 1030	800 x 800 x 1210	930 x 940 x 1250
Peso (kg)	31	50	75	100	150
Capacidad (L)	35L	50L	80L	160L	270L
Rango de temperatura	RT + 5 - 65°C	RT + 5 - 60°C			
Estabilidad Temperatura	± 0,3°C	± 0,3°C			
Rango de tiempo	0-5999 min	1-9999 min			
Bandejas	2 ajustables			3 ajustables	
Potencia	220 V/50 Hz				
Consumo (W)	200	437	502	580	688

## Información Pedidos

Código	Descripción
425-ITC-2P-35L	INCUBADOR TEMPERATURA CONSTANTE 2 PUERTAS 35L
425-ITC-2P-50L	INCUBADOR TEMPERATURA CONSTANTE 2 PUERTAS 50L
425-ITC-2P-80L	INCUBADOR TEMPERATURA CONSTANTE 2 PUERTAS 80L
425-ITC-2P-160L	INCUBADOR TEMPERATURA CONSTANTE 2 PUERTAS 160L
425-ITC-2P-270L	INCUBADOR TEMPERATURA CONSTANTE 2 PUERTAS 270L