

# JAULAS CONVENCIONALES PARA PEQUEÑOS ROEDORES Y ACCESORIOS

## CARACTERÍSTICAS

Las Jaulas están fabricadas de materiales plásticos que proporcionan las condiciones ideales para mantener animales de laboratorio. Largos años de experiencia en el desarrollo y producción combinado con los materiales que utilizamos así como el diseño y manejo hace de nuestras jaulas componentes imprescindibles en la cría de animales de laboratorio moderno.

Como los materiales sintéticos se desarrollan también con otros, hemos añadido materiales con mayor resistencia al calor y con una mayor resistencia física y química.

\* Polisulfono/PSU, esterilizable con vapor hasta 134°C.

\* Polietilamida/PEI, esterilizable con vapor hasta 143°C.

\* Polifensulfono/PPSU, esterilizable con vapor hasta 143°C.



**Máxima Capacidad de Animales por Jaula  
según la Directiva Europea 2010/363/EU de acuerdo  
Por Tipo de Jaula, superficie y peso de animal.**

Tipo Jaula	I L	II	II L	HRC 500	III	III H	IV
Área Suelo	405 cm <sup>2</sup>	360 cm <sup>2</sup>	530 cm <sup>2</sup>	502 cm <sup>2</sup>	830 cm <sup>2</sup>	800 cm <sup>2</sup>	1.815 cm <sup>2</sup>
Dimensiones	362x160x143	265x205x140	365x205x140	408x185x120	425x265x150	425x265x180	590x380x200
Altura	13 cm	14 cm	14 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm
<b>Ratón</b>							
hasta 20 g	7	6	8	8	13	13	30
20 – 25 g	6	5	7	7	11	11	26
25 – 30 g	5	4	6	6	10	10	22
mas de 30 g	4	3	5	5	8	8	18
<b>Hámster</b>							
hasta 60 g	-	-	-	-	5	5	12
60 – 100 g	-	-	-	-	4	4	9
mas de 100 g	-	-	-	-	3	3	7
<b>Ratas</b>							
hasta 200 g	-	-	-	-	-	4	9
200 – 300 g	-	-	-	-	-	3	7
300 – 400 g	-	-	-	-	-	2	5
400 – 600 g	-	-	-	-	-	1	4
mas de 600 g	-	-	-	-	-	1	3
<b>Cobaya (Jaulas con rejilla extra alta 50 mm).</b>							
hasta 200 g	-	-	-	-	-	-	9
200 – 300 g	-	-	-	-	-	-	5
300 – 450 g	-	-	-	-	-	-	4

# JAUHAS CONVENCIONALES PARA PEQUEÑOS ROEDORES Y ACCESORIOS

## JAUHAS



Typ 2 L



Typ 3 H, PC



Typ 4, PC

## REJILLAS

Las Rejillas para tapar las jaulas están fabricadas en barras de acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 y posterior pulido electrolítico. El tipo y diseño de la zona de alimentación es innovador. A través de su marco exterior del alambre de la cubierta se proporciona una excelente estabilidad lateral cuando se abre la jaula y al extraer la rejilla hacia atrás se facilita mucho su manipulación. La separación de los alambres de la rejilla es 7 mm.

Las rejillas de acero inoxidable están disponibles con Swing Clip (pinza de bloqueo) o con Frame Clamp (abrazadera de marco); para uso como tapa interna, o para el uso en jaulas con tapa con filtro.

Opcionalmente, las zonas de alimentación pueden suministrarse con un divisor desmontable desmontado o un divisor con bisagras integrado.

### REJILLAS CLIP Y CLAMP



Type DST 4 BS, 50



Type DSP 3 BS, 5



Type DST 4 BS, 50



Type DST 4 BS, 50

### REJILLAS PARA TAPAS FILTRO

#### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3  
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain  
Tel. +34 916 624 473 Fax. +34 916 624 469  
[www.tdi.es](http://www.tdi.es) ventas@tdi.es

#### DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264  
Galicia. Tel. +34 639 486 955  
Andalucía. Tel. +34 639 481 756

# JAULAS CONVENCIONALES PARA PEQUEÑOS ROEDORES Y ACCESORIOS

## TAPAS CON FILTRO PARA JAULAS

Las tapas con filtro de las jaulas proporcionan una protección adicional para los animales.

Están hechos de policarbonato (Makrolon 3108) y polisulfona y tienen una almohadilla de filtro intercambiable.



## SUELOS Y DIVISORES



## TETINAS

Las Tetinas para los biberones se fabrican en acero inoxidable / AISI 304 y electropulido posterior. Para retirar las tetinas recomendamos nuestro abridor de biberones.



## BIBERONES, JUNTA Y ABREBIBERONES



## ESCONDITES PARA PEQUEÑOS ROEDORES

Nuestros escondites de policarbonato son ideales para los roedores. Los animales se sienten seguros en su recinto mientras que son todavía fácilmente accesibles para el usuario.

### Refugio de ratón

Color: rojo transparente.

Esterilizable, atóxico.

Apilables.

Los animales se sienten seguros y protegidos.

Dimensiones: (L x W x H) 100 x 90 x 55 mm.



### Iglú de ratón + Rueda Actividad.

Color Iglú de ratón: rojo transparente.

Color Rueda Actividad: ámbar.

Esterilizable en autoclave, no tóxico.

La rueda de actividad del ratón estimula el comportamiento natural de su funcionamiento y aumenta la actividad.

Las piezas pueden adquirirse por separado.

### Túnel

Material: policarbonato de 4 mm grueso.

Esterilizable.

Promueve actividad animal, reduce el aburrimiento y el comportamiento agresivo.

Dimensiones para ratón: 100 x ø 50 mm.

Dimensiones para rata: 155 x ø 75 mm.



Ratones



Ratas

### Mouse wedge





# JAULAS CONVENCIONALES PARA PEQUEÑOS ROEDORES Y ACCESORIOS

## REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Descripción	
JAULAS		
362-CIL-JAPC		JAULA TIPO I L 362 x 160 x 143 mm (AREA: 405 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (RATONES)
362-CIL-JAPSU		JAULA TIPO I L 362 x 160 x 143 mm (AREA: 405 cm <sup>2</sup> ) POLISULFONE (RATONES)
362-CII-JAPC		JAULA TIPO II 265 x 205 x 140 mm (AREA: 360 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (RATONES)
362-CII-JAPSU		JAULA TIPO II 265 x 205 x 140 mm (AREA: 360 cm2) POLISULFONE (RATONES)
362-CIIL-JAPC		JAULA TIPO IIL 365 x 205 x 140 mm (AREA: 530 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (RATONES)
362-CIIL-JAPSU		JAULA TIPO IIL 365 x 205 x 140 mm (AREA: 530 cm <sup>2</sup> ) POLISULFONE (RATONES)
362-C-HRC500-JAPC		JAULA TIPO HRC 500 408 x 185 x 120 mm (AREA: 502 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (RATONES)
362-C-HRC500-JAPSU		JAULA TIPO HRC 500 408 x 185 x 120 mm (AREA: 502 cm <sup>2</sup> ) POLISULFONE (RATONES)
362-CIII-JAPC		JAULA TIPO III 425 x 265 x 150 mm (AREA: 830 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (RATONES)
362-CIII-JAPSU		JAULA TIPO III 425 x 265 x 150 mm (AREA: 830 cm <sup>2</sup> ) POLISULFONE (RATONES)
362-CIII-HJAPC180		JAULA TIPO III H 425 x 265 x 180 mm (AREA: 800 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (ROEDORES)
362-CIII-HJAPSU180		JAULA TIPO III H 425 x 265 x 180 mm (AREA: 800 cm <sup>2</sup> ) POLISULFONE (ROEDORES)
362-CIV-JAPC		JAULA TIPO IV 590 x 380 x 200 mm (AREA: 1815 cm <sup>2</sup> ) POLYCARBONATE (ROEDORES)
362-CIV-JAPSU		JAULA TIPO IV 590 x 380 x 200 mm (AREA: 1825 cm <sup>2</sup> ) POLISULFONE (ROEDORES)
REJILLAS (PARA JAULAS SIN TAPA)		
362-CIL-NTF-CLIP-ND	CIERRE CLIP	REJILLA A.INOX JAULA TIPO IL (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIL-NTF-CLIP-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IL (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID 7MM CON DIVISOR
362-CII-NTF-CLIP-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO II (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIIL-NTF-CLIP-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IIL (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CHRC500-NTF-CLIP-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO HRC500 (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP"GRID 7 MM CON DIVISOR
362-CIII/IIIH-NTF-CLIP-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III/IIIH (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIII-NTF-CLIP-ND-50		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID +50 MM SIN DIVISOR
362-CIII-NTF-CLIP-SD-50		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID +50 MM CON DIVISOR
362-CIV-NTF-CLIP-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IV (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIV-NTF-CLIP-ND-50		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IV (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID +50MM SIN DIVISOR
362-CIV-NTF-CLIP-ND-50C		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IV (SIN TAPA) CON CIERRE GRAV"CLIP" GRID +50MM SIN DIVISOR (COBAYA)
362-CIL-NTF-CLAM-ND	CIERRE CLAMP	REJILLA A.INOX JAULA TIPO IL (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIL-NTF-CLAM-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IL (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM CON DIVISOR
362-CII-NTF-CLAM-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO II (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CII-NTF-CLAM-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO II (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM CON DIVISOR
362-CIIL-NTF-CLAM-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IIL (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIII/IIIH-NTF-CLAM-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III/IIIH (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM SIN DIVISOR
362-CIII-NTF-CLAM-ND-50		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID +50MM SIN DIVISOR
362-CIV-NTF-CLAM-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IV (SIN TAPA) CON CIERRE "FRAME CLAMP" GRID 7MM SIN DIVISOR
REJILLAS (PARA JAULAS CON TAPA)		
362-CII-STF-CLAM-ND	CIERRE CLAMP	REJILLA A.INOX JAULA TIPO II (TAPA /FILTRO) CON CIERRE "FRAME CLAMP" SIN DIVISOR
362-CII-STF-CLAM-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO II (TAPA /FILTRO) CON CIERRE "FRAME CLAMP" CON DIVISOR
362-CIIL-STF-NO-ND	SIN CIERRE	REJILLA A.INOX JAULA TIPO IIL (TAPA /FILTRO) SIN CIERRE SIN DIVISOR
362-CIIL-STF-NO-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO IIL (TAPA /FILTRO) SIN CIERRE CON DIVISOR
362-CIII/IIIH-STF-NO-ND		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III/IIIH (TAPA /FILTRO) SIN CIERRE SIN DIVISOR
362-CIII/IIIH-STF-NO-SD		REJILLA A.INOX JAULA TIPO III/IIIH (TAPA /FILTRO) SIN CIERRE CON DIVISOR



### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469

[www.tdi.es](http://www.tdi.es) ventas@tdi.es

### DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756



# JAULAS CONVENCIONALES PARA PEQUEÑOS ROEDORES Y ACCESORIOS

## REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Descripción
<b>TAPAS PARA JAULAS Y REPUESTOS</b>	
362-CII-FILTERPC	TAPA JAULA TIPO II CON FILTRO EN POLICARBONATO
362-CII-FILTERPSU	TAPA JAULA TIPO II CON FILTRO EN POLISULFONE
362-CIIL-FILTERPC	TAPA JAULA TIPO II L CON FILTRO EN POLICARBONATO
362-CIIL-FILTERPSU	TAPA JAULA TIPO II L CON FILTRO EN POLISULFONE
362-CIII/IIIH-FILTERPC	TAPA JAULA TIPO III/IIIH CON FILTRO EN POLICARBONATO
362-CIII/IIIH-FILTERPSU	TAPA JAULA TIPO III/IIIH CON FILTRO EN POLISULFONE
362-CII-FILTER PAD	REPUESTO FILTRO TAPA JAULA TIPO CII
362-CIIL-FILTER PAD	REPUESTO FILTRO TAPA JAULA TIPO CIIL
362-CIII/IIIH-FILTER PAD	REPUESTO FILTRO TAPA JAULA TIPO CIII/IIIH
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	
<b>SUELOS</b>	
362-CIL-FLOOR	SUELO JAULA TIPO I L AC. INOX. MW 10X30 MM, 20 MM HIGH
362-CII-FLOOR	SUELO JAULA TIPO II AC. INOX. MW 10X30 MM, 20 MM HIGH
362-CIIL-JAPC	SUELO JAULA TIPO IIL AC. INOX. MW 10X30 MM, 20 MM HIGH
362-CHRC500-FLOOR	SUELO JAULA TIPO HRC500L AC. INOX. MW 10X30 MM, 20 MM HIGH
362-CIII-FLOOR	SUELO JAULA TIPO III/IIIH L AC. INOX. MW 10X30 MM, 20 MM HIGH
362-CIV-FLOOR	SUELO JAULA TIPO IV AC. INOX. MW 10X20 MM, 20 MM HIGH
<b>DIVISORES</b>	
362-CIL-DIVISION	DIVISOR PARA JAULA TIPO IL
362-CII/IIL-DIVISION	DIVISOR PARA JAULA TIPO II/ IIL
362-CIII/IIIH-DIVISION	DIVISOR PARA JAULA TIPO III
362-CIV-DIVISION	DIVISOR PARA JAULA TIPO IV
<b>TETINAS</b>	
362-TET-1	TETINA BOQUILLA ESTRECHA. APERTURA 1.0 MM ACERO INOX.
362-TET-3	TETINA CON BOQUILLA 25 MM, APERTURA 1,8 MM. ACERO INOX.
362-TET-4	TETINA CON BOQUILLA 40 MM, APERTURA 1,8 MM. ACERO INOX.
362-TET-6	TETINA 40 MM CON BOLA. ACERO INOX.
362-TET-7	TETINA 100 MM. CON BOLA ACERO INOX.
362-TET-8	TETINA CURVADA 100 MM. CON BOLA ACERO INOX.
362-TET-9	TETINA CURVADA 140 MM. CON BOLA ACERO INOX.



### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469

[www.tdi.es](http://www.tdi.es) ventas@tdi.es

### DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756





# JAULAS CONVENCIONALES PARA PEQUEÑOS ROEDORES Y ACCESORIOS

## REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Descripción
REPUESTOS Y ACCESORIOS	
BIBERONES, JUNTA Y ABREBIBERONES	
362-BIB-R-900PC	BIBERON 900 ML BASE REDONDA "D84MM" PC ALTURA 220MM
362-BIB-R-250G	BIBERON 250 ML BASE REDONDA "D54MM" PC ALTURA 145 MM + RANURA P/JUNTA
362-BIB-R-250PSU	BIBERON 250 ML BASE REDONDA "D54MM" PSU ALTURA 145 MM + RANURA P/JUNTA
362-BIB-300GPC	BIBERON 300 ML BASE CUADRADA 53X53X150 MM PC + RANURA P/JUNTA
362-BIB-300GPSU	BIBERON 300 ML BASE CUADRADA 53X53X150 MM PSU+ RANURA P/JUNTA
362-BIB-400GPC	BIBERON 400 ML BASE CUADRADA 72X72X120MM PC + RANURA P/JUNTA
362-BIB-400GPSU	BIBERON 400 ML BASE CUADRADA 72X72X120MM PSU + RANURA P/JUNTA
362-BIB-475GPC	BIBERON 475 ML BASE CUADRADA 70X70X130MM PC + RANURA P/JUNTA
362-BIB-475GPSU	BIBERON 475 ML BASE CUADRADA 70X70X130MM PSU + RANURA P/JUNTA
362-BIB-750GPC	BIBERON 750 ML BASE CUADRADA 72X72X190MM PC + RANURA P/JUNTA
362-BIB-750GPSU	BIBERON 750 ML BASE CUADRADA 72X72X190MM PSU + RANURA P/JUNTA
362-BIB-JUNTAG	JUNTA DE SILICONA PARA BIBERONES SDR1
362-BIB-OPEN	ABRIDOR DE BIBERONES
ESCONDITES	
362-ENR-HOUSE	ESCONDITE PC RATONES CASA DE 100X90X55MM (LARGOXANCHOXALTO) COLOR ROJO
362-ENR-IGLOO	ESCONDITE PC RATONES EN FORMA DE IGLOO COLOR ROJO
362-ENR-TRATON	ESCONDITE PC RATONES TUNEL DE 5CM DIAMX 10 CM LARGO COLOR ROJO
362-ENR-TRATAS	ESCONDITE PC RATAS TUNEL DE 7,5CM DIAMX 15,5 CM LARGO COLOR ROJO
362-ENR-TRATAS2	ESCONDITE PC RATAS TUNEL DE 125 X 102mm (80 UNIDADES)
362-WEDGE	MOUSE WEDGE
362-ENR-SIZZLE	SIZZLE NEST (SACO)
362-ENR-PAPER	VIRUTA DE PAPEL (SACO DE 10 KG)
362-ENR-WOOD	VIRUTA DE MADERA DE ALAMO (SACO)
COMEDEROS	
362-COM-FUM4	COMEDERO PARA COBAYA EN A. INOX. MODELO FUM4

### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3  
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain  
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469  
[www.tdi.es](http://www.tdi.es) ventas@tdi.es

### DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264  
Galicia. Tel. +34 639 486 955  
Andalucía. Tel. +34 639 481 756